

OTICON | Play PX

Teknik veri sayfası

miniRITE T



60 85 100 105



	Play PX 1	Play PX 2
Konusmayı Anlama	MoreSound Intelligence™	Seviye 1
	- Ortam yapılandırması	5 Seçenek
	- Sanal Dış Kulak	3 Yapılandırma
	- Uzamsal Dengeleyici	%100
	- Nöral Gürültü Bastırma, Zor / Kolay	10 dB / 4 dB
	- Ses Güçlendirici	3 Yapılandırma
	MoreSound Amplifier™	•
	Feedback Önleme	MoreSound Optimizer™ ve Feedback kalkanı
	Spatial Sound™	4 Tahmin edici
	Hafif Konuşma Yükseltici	•
Ses Kalitesi	Frekans düşürme	Speech Rescue™
	Temiz Dinamikler	•
	Daha İyi Kulak Önceliği	•
	Uygulama Bant Genişliği*	10 kHz
	Bas Artırma (akış esnasında)	•
Dinleme Konforu	İşleme Kanalları	64
	Geçici Gürültü Yönetimi	4 yapılandırma
	Rüzgâr Gürültüsü Yönetimi	•
Uygulama Optimizasyonu	Uygulama Bantları	24
	REM Autofit	Verifit®LINK, IMC 2**
	Pedriatrik Uygulama Modu	•
	DSL Uygulama Aralığı***	•
	Uygulama Formülleri	DSL v5.0, NAL-NL 1/ NAL-NL 2, VAC+
Çocuklar için tasarlandı	LED	•
	Biyolojik olarak güvenli	•
	Nano kaplama	•
	Renk seçenekleri	12
	Hands-free iletişim****	•
	Doğrudan akış*****	•
	Edumic	•
	Oticon ON app	•

* Uygulama sırasında kazanç ayarlamaları için erişilebilir bant genişliği
 ** Modüller Arası İletişim 2
 *** Bu Teknik Veriler sayfasında ve Oticon Play PX Ürün Kılavuzunda bulunur
 **** Belirli iPhone modelleri ile FW 1.1'den itibaren Oticon Play PX için geçerlidir
 ***** iPhone®, iPad®, iPod touch® ve belirli Android™ cihazlardan

Çalışma Koşulları
 Sıcaklık: +1°C ile +40°C (34°F ile 104°F)
 Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğunlaşmaz
 Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa

Saklama ve taşıma koşulları
 Sıcaklık ve nem, uzun süreli taşıma ve saklama sırasında aşağıdaki sınırları aşmamalıdır.

Taşıma
 Sıcaklığı: -25°C ile +60°C (-13°F ile 140°F)
 Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğunlaşmaz
 Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa

Saklama
 Sıcaklığı: -25°C ile +60°C (-13°F ile 140°F)
 Nem: %5 ile %93 bağıl nem, yoğunlaşmaz
 Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa

Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve iPod touch, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.



TwinLink
NFM1 + 2.4 GHz

Made for
iPhone | iPad | iPod

Works with
android

IP68

Uyumluluk hakkında bilgi için lütfen www.oticon.global/compatibility adresini ziyaret edin

oticon
life-changing technology

İSÜ DEĞERLERİNDEN FOTOKOPİ, FAX, İLETİMLER
 TARAFINDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE GEVİRMİŞTİR
 EMRAH BÜKE YEMİNLİ MÜTERCİM

minIRITE T 85

miniRITE T 85

İŞBU BELGE, ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX, METNİNDEN
TARAFINDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR
EMRAH BÜKE YEMİNLİ MÜTERCİM

ZCC Coupler Şuna gire çıkışın ANSI S3-22 2014, IEC 60318-0:2015 ve IEC 60318-5:2006	Kulak Similiatörü Şuna gire çıkışın IEC 60318-0:2015, IEC 60318-1:2005 ve IEC 60318-4:2010
---	--

95

0SP190

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

20 30 40 50 60 70 80 90 100

100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

dB SPL

Tam kazanç

☐ Otobass kulbe

Kulüp, Bas ve Power kulbe

Teknik bilgiler
Aksi belirtilmedigi sürece çok yönlü mod kullanılmıştır.

— Akustik giriş: 60 dB SPL
- - - Manyetik giriş: 3,5 mA/m

0SP190	Tipe	1500 Hz	HFA-0SP190
Tam kazanç ¹	Tipe	1500 Hz	HFA-FDG
Referans test kazancı			
Frekans aralığı			
Telecoil (ikiş) (1600 Hz)	1 mA/m alanı	100-7500 Hz	84 dB SPL
	10 mA/m alanı		104 dB SPL
	SOU/SAĞ ORANI		-
	500 Hz	<2 %	
	800 Hz	<4 %	
	1500 Hz	<5 %	
Eğdeğer güü üüüü giriş seviyesi	Omni	21 dB SPL	
	Dir	28 dB SPL	
Pil tük etimi?	Tipik	2,3 mA	
	Sessiz	2,2 mA	
		75	

95

0SP190

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

20 30 40 50 60 70 80 90 100

100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

dB SPL

Tam kazanç

95

0SP190

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

20 30 40 50 60 70 80 90 100

100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

dB SPL

Tam kazanç

95

0SP190

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

20 30 40 50 60 70 80 90 100

100 200 Hz 500 1000 2000 Hz 5000 10000

dB SPL

Tam kazanç

OSP190	Tipe	117 dB SPL	113 dB SPL
Tam kazanç ¹	Tipe	114 dB SPL	114 dB SPL
Referans test kazancı			
Frekans aralığı			
Telecoil (ikiş) (1600 Hz)	1 mA/m alanı	100-7500 Hz	84 dB SPL
	10 mA/m alanı		104 dB SPL
	SOU/SAĞ ORANI		-
	500 Hz	<2 %	
	800 Hz	<4 %	
	1500 Hz	<5 %	
Eğdeğer güü üüüü giriş seviyesi	Omni	21 dB SPL	
	Dir	27 dB SPL	
Pil tük etimi?	Tipik	2,4 mA	
	Sessiz	2,2 mA	
		75	






50-60





Oticon Play PX 1

miniRITE T 100

Oticon Play PX 2

miniRITE T 100

Kulak Similatörü		ZCC Coupler	
Sana göre değerlendirilmiştir IEC 60118-0:1998/AMd1:1999, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995-AMd1:1999 C5 ve IEC 60318-4:2010		Sana göre değerlendirilmiştir ANSI S3.22:2014, IEC 60118-0:2015 ve IEC 60318-5:2008	
OSPL90		OSPL90	
			
Tam kazanç		Tam kazanç	
			
Frekans yanıtı		Frekans yanıtı	
			
Power flex kalıp, Bess ve Power kulbu DSL Uygulama Aralığı 		Power flex kalıp, Bess ve Power kulbu DSL Uygulama Aralığı 	
Teknik bilgiler Aksi belirtilmediği sürece çok yönlü mod kullanılmıştır. İşitme cihazı dağılıcısına uyarı İşitme cihazının maksimum çıkış kapasitesi 132 dB SPL'yi aşabilir (IEC711). İşitme cihazı kullanımının geri kalan işitme yeteneğine zarar verme riski bulunduğundan dolayı ürün seçimi ve uygulama sırasında büyük bir dikkat gösterilmelidir.		Teknik bilgiler Aksi belirtilmediği sürece çok yönlü mod kullanılmıştır. İşitme cihazı dağılıcısına uyarı İşitme cihazının maksimum çıkış kapasitesi 132 dB SPL'yi aşabilir (IEC711). İşitme cihazı kullanımının geri kalan işitme yeteneğine zarar verme riski bulunduğundan dolayı ürün seçimi ve uygulama sırasında büyük bir dikkat gösterilmelidir.	
OSPL90 Tepeler 1600 Hz HFA-OSPL90 Tam kazanç¹ 1600 Hz HFA-FOG Referans test kazancı Frekans aralığı Telecoil çıkışı (1600 Hz) 10 mA/m alanı 10 mA/m alanı SOL/5AÇ ORANI 500 Hz 800 Hz 1600 Hz Esdeğer gürültü girişi seviyesi Omnidir Pil tüketimi² Tipik Sessiz Pil ömrü, yapay diyalim, saat³ Beklenen pil ömrü, saat (pil numarası 312 - IEC PR41)⁴		OSPL90 Tepeler 1600 Hz HFA-OSPL90 Tam kazanç¹ 1600 Hz HFA-FOG Referans test kazancı Frekans aralığı Telecoil çıkışı (1600 Hz) 10 mA/m alanı 10 mA/m alanı SOL/5AÇ ORANI 500 Hz 800 Hz 1600 Hz Esdeğer gürültü girişi seviyesi Omnidir Pil tüketimi² Tipik Sessiz Pil ömrü, yapay diyalim, saat³ Beklenen pil ömrü, saat (pil numarası 312 - IEC PR41)⁴	

Kulak Similatörü		ZCC Coupler	
Sana göre değerlendirilmiştir IEC 60118-0:1998/AMd1:1999, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995-AMd1:1999 C5 ve IEC 60318-4:2010		Sana göre değerlendirilmiştir ANSI S3.22:2014, IEC 60118-0:2015 ve IEC 60318-5:2008	
OSPL90		OSPL90	
			
Tam kazanç		Tam kazanç	
			
Frekans yanıtı		Frekans yanıtı	
			
Power flex kalıp, Bess ve Power kulbu DSL Uygulama Aralığı 		Power flex kalıp, Bess ve Power kulbu DSL Uygulama Aralığı 	
Teknik bilgiler Aksi belirtilmediği sürece çok yönlü mod kullanılmıştır. İşitme cihazı dağılıcısına uyarı İşitme cihazının maksimum çıkış kapasitesi 132 dB SPL'yi aşabilir (IEC711). İşitme cihazı kullanımının geri kalan işitme yeteneğine zarar verme riski bulunduğundan dolayı ürün seçimi ve uygulama sırasında büyük bir dikkat gösterilmelidir.		Teknik bilgiler Aksi belirtilmediği sürece çok yönlü mod kullanılmıştır. İşitme cihazı dağılıcısına uyarı İşitme cihazının maksimum çıkış kapasitesi 132 dB SPL'yi aşabilir (IEC711). İşitme cihazı kullanımının geri kalan işitme yeteneğine zarar verme riski bulunduğundan dolayı ürün seçimi ve uygulama sırasında büyük bir dikkat gösterilmelidir.	
OSPL90 Tepeler 1600 Hz HFA-OSPL90 Tam kazanç¹ 1600 Hz HFA-FOG Referans test kazancı Frekans aralığı Telecoil çıkışı (1600 Hz) 10 mA/m alanı 10 mA/m alanı SOL/5AÇ ORANI 500 Hz 800 Hz 1600 Hz Esdeğer gürültü girişi seviyesi Omnidir Pil tüketimi² Tipik Sessiz Pil ömrü, yapay diyalim, saat³ Beklenen pil ömrü, saat (pil numarası 312 - IEC PR41)⁴		OSPL90 Tepeler 1600 Hz HFA-OSPL90 Tam kazanç¹ 1600 Hz HFA-FOG Referans test kazancı Frekans aralığı Telecoil çıkışı (1600 Hz) 10 mA/m alanı 10 mA/m alanı SOL/5AÇ ORANI 500 Hz 800 Hz 1600 Hz Esdeğer gürültü girişi seviyesi Omnidir Pil tüketimi² Tipik Sessiz Pil ömrü, yapay diyalim, saat³ Beklenen pil ömrü, saat (pil numarası 312 - IEC PR41)⁴	

İŞBU BELGE KASINDAN FOTOKOPİ - FAX, METNİN DENKLENDİRİLMİŞ HALİNDEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.

EMRAH BÜKE YEMİNLİ MÜTERCİM



- 1) İşitme cihazı kazanç kontrol ayarının tamamen açık olduğu durumdan 20dB yavaş girer, 70dB'lik bir SPL gradüsyonu olmaktadır. Bu ölçüm yedli, feedback etkisi olmadan, üretilmiştir.
- 2) Pil akımı: IEC 60118-0:1998/AMd1:1999 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 ve ANSI S3.22:2014 §6.3.3'e göre, en az 3 saatlik kullanıma sürdürebilen sonra ölçülmüştür.
- 3) Standart pil tüketimi ölçümünde nominal 1.5V, 20mA, 200mAh pil kullanılmıştır. Kullanım şekline, etkin özellik kullanımlarına, işleme kılıfına ve ses çeviricisine bağlıdır.
- 4) Gürültü pil kullanım ömrü, işitsiyen ses sisteminin ayarları ve diğer ses seviyeleri ile karma kullanım durumlarına göre değişkenlik gösterir ve birimdeki TV'den (96dB kullanıma zamanı) aktarılan sesler de dahildir.

İŞBU BELGE KASINDAN FOTOKOPİ - FAX, METNİN DENKLENDİRİLMİŞ HALİNDEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR.

- 1) İşitme cihazı kazanç kontrol ayarının tamamen açık olduğu durumdan 20dB yavaş girer, 70dB'lik bir SPL gradüsyonu olmaktadır. Bu ölçüm yedli, feedback etkisi olmadan, üretilmiştir.
- 2) Pil akımı: IEC 60118-0:1998/AMd1:1999 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 ve ANSI S3.22:2014 §6.3.3'e göre, en az 3 saatlik kullanıma sürdürebilen sonra ölçülmüştür.
- 3) Standart pil tüketimi ölçümünde nominal 1.5V, 20mA, 200mAh pil kullanılmıştır. Kullanım şekline, etkin özellik kullanımlarına, işleme kılıfına ve ses çeviricisine bağlıdır.
- 4) Gürültü pil kullanım ömrü, işitsiyen ses sisteminin ayarları ve diğer ses seviyeleri ile karma kullanım durumlarına göre değişkenlik gösterir ve birimdeki TV'den (96dB kullanıma zamanı) aktarılan sesler de dahildir.

Oticon Play PX 1



miniRITE T 105

Kulak Similatörü		ZCC Coupler	
Suna göre ölçülmüştür IEC 60118-0:2015, IEC 60118-0:2015 ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 ve IEC 60318-5:2006		Suna göre ölçülmüştür ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 ve IEC 60318-5:2006	
			
Teknik bilgiler Aksi belirtilmedigi sürece çok yönlü mod kullanılmıstır.		Teknik bilgiler Aksi belirtilmedigi sürece çok yönlü mod kullanılmıstır.	
İşleme cihazı dağılıcısına uyari İşleme cihazının maksimum çıkış kapasitesi 132 dB SPL'yi aşabilir (IEC111). İşleme cihazı kullanımının geri kalan işleme yeteneğine zarar verme riski bulunduğundan dolayı ürün seçimi ve uygulama sırasında büyük bir özen gösterilmelidir.		İşleme cihazı dağılıcısına uyari İşleme cihazının maksimum çıkış kapasitesi 132 dB SPL'yi aşabilir (IEC111). İşleme cihazı kullanımının geri kalan işleme yeteneğine zarar verme riski bulunduğundan dolayı ürün seçimi ve uygulama sırasında büyük bir özen gösterilmelidir.	
OSPL 90 Teppe 1600 Hz HFA-OSPL 90 Tam kazanç ¹ 1600 Hz Referans test kazancı HFA-FOG Frekans aralığı 100-9100 Hz Telecoil çıkışı (1600 Hz) 10 mA/m alanı Toplam Harmonik Bozulma (Giriş 70 dB SPL) 500 Hz Esdeğer gücü girişi seviyesi 1500 Hz Pil tüketimi ² Omni Pil ömrü, yapay ölçüm, saat ³ Tipik Beklenen pil ömrü, saat (pil numarası 312 - IEC PR41) ⁴ 80		OSPL 90 Teppe 1600 Hz HFA-OSPL 90 Tam kazanç ¹ 1600 Hz Referans test kazancı HFA-FOG Frekans aralığı 100-9100 Hz Telecoil çıkışı (1600 Hz) 10 mA/m alanı Toplam Harmonik Bozulma (Giriş 70 dB SPL) 500 Hz Esdeğer gücü girişi seviyesi 1500 Hz Pil tüketimi ² Omni Pil ömrü, yapay ölçüm, saat ³ Tipik Beklenen pil ömrü, saat (pil numarası 312 - IEC PR41) ⁴ 80	
OSPL 90 Teppe 1600 Hz HFA-OSPL 90 Tam kazanç ¹ 1600 Hz Referans test kazancı HFA-FOG Frekans aralığı 100-9100 Hz Telecoil çıkışı (1600 Hz) 10 mA/m alanı Toplam Harmonik Bozulma (Giriş 70 dB SPL) 500 Hz Esdeğer gücü girişi seviyesi 1500 Hz Pil tüketimi ² Omni Pil ömrü, yapay ölçüm, saat ³ Tipik Beklenen pil ömrü, saat (pil numarası 312 - IEC PR41) ⁴ 80		OSPL 90 Teppe 1600 Hz HFA-OSPL 90 Tam kazanç ¹ 1600 Hz Referans test kazancı HFA-FOG Frekans aralığı 100-9100 Hz Telecoil çıkışı (1600 Hz) 10 mA/m alanı Toplam Harmonik Bozulma (Giriş 70 dB SPL) 500 Hz Esdeğer gücü girişi seviyesi 1500 Hz Pil tüketimi ² Omni Pil ömrü, yapay ölçüm, saat ³ Tipik Beklenen pil ömrü, saat (pil numarası 312 - IEC PR41) ⁴ 80	

İŞBU BELGE, ASLINDAKİ FOTOKOPİ - FAX, METNİNDEN
TARAFINDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR
EMRAH BÜKE YEMİNLİ MÜTERİCİ

Oticon Play PX 2

miniRITE T 105

Kulak Similatörü		ZCC Coupler	
Suna göre ölçülmüştür IEC 60118-0:2015, IEC 60118-0:2015 ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 ve IEC 60318-5:2006		Suna göre ölçülmüştür ANSI S3.22-2014, IEC 60118-0:2015 ve IEC 60318-5:2006	
			
Teknik bilgiler Aksi belirtilmedigi sürece çok yönlü mod kullanılmıstır.		Teknik bilgiler Aksi belirtilmedigi sürece çok yönlü mod kullanılmıstır.	
İşleme cihazı dağılıcısına uyari İşleme cihazının maksimum çıkış kapasitesi 132 dB SPL'yi aşabilir (IEC111). İşleme cihazı kullanımının geri kalan işleme yeteneğine zarar verme riski bulunduğundan dolayı ürün seçimi ve uygulama sırasında büyük bir özen gösterilmelidir.		İşleme cihazı dağılıcısına uyari İşleme cihazının maksimum çıkış kapasitesi 132 dB SPL'yi aşabilir (IEC111). İşleme cihazı kullanımının geri kalan işleme yeteneğine zarar verme riski bulunduğundan dolayı ürün seçimi ve uygulama sırasında büyük bir özen gösterilmelidir.	
OSPL 90 Teppe 1600 Hz HFA-OSPL 90 Tam kazanç ¹ 1600 Hz Referans test kazancı HFA-FOG Frekans aralığı 100-7500 Hz Telecoil çıkışı (1600 Hz) 10 mA/m alanı Toplam Harmonik Bozulma (Giriş 70 dB SPL) 500 Hz Esdeğer gücü girişi seviyesi 1500 Hz Pil tüketimi ² Omni Pil ömrü, yapay ölçüm, saat ³ Tipik Beklenen pil ömrü, saat (pil numarası 312 - IEC PR41) ⁴ 80		OSPL 90 Teppe 1600 Hz HFA-OSPL 90 Tam kazanç ¹ 1600 Hz Referans test kazancı HFA-FOG Frekans aralığı 100-7500 Hz Telecoil çıkışı (1600 Hz) 10 mA/m alanı Toplam Harmonik Bozulma (Giriş 70 dB SPL) 500 Hz Esdeğer gücü girişi seviyesi 1500 Hz Pil tüketimi ² Omni Pil ömrü, yapay ölçüm, saat ³ Tipik Beklenen pil ömrü, saat (pil numarası 312 - IEC PR41) ⁴ 80	
OSPL 90 Teppe 1600 Hz HFA-OSPL 90 Tam kazanç ¹ 1600 Hz Referans test kazancı HFA-FOG Frekans aralığı 100-7500 Hz Telecoil çıkışı (1600 Hz) 10 mA/m alanı Toplam Harmonik Bozulma (Giriş 70 dB SPL) 500 Hz Esdeğer gücü girişi seviyesi 1500 Hz Pil tüketimi ² Omni Pil ömrü, yapay ölçüm, saat ³ Tipik Beklenen pil ömrü, saat (pil numarası 312 - IEC PR41) ⁴ 80		OSPL 90 Teppe 1600 Hz HFA-OSPL 90 Tam kazanç ¹ 1600 Hz Referans test kazancı HFA-FOG Frekans aralığı 100-7500 Hz Telecoil çıkışı (1600 Hz) 10 mA/m alanı Toplam Harmonik Bozulma (Giriş 70 dB SPL) 500 Hz Esdeğer gücü girişi seviyesi 1500 Hz Pil tüketimi ² Omni Pil ömrü, yapay ölçüm, saat ³ Tipik Beklenen pil ömrü, saat (pil numarası 312 - IEC PR41) ⁴ 80	

1) İşleme cihazı kazanç, kontrol ayarının tamamen aktif olduğu durumdan 40 dB sonra göre, 70 dB SPL'ye karşılık ölçülmüştür. Bu ölçüm, yalıtımlı, feedback etkisi olmadan, üretilmiştir.
60118-0:2015+A11:1994'e göre tam kazanç, yalıtımlı bir kazancı, yalıtımlı bir ortamda ölçülmüştür.
2) Pil ömrü, IEC 60118-0:1993/AM01:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 ve ANSI S3.22-2014 §5.1.3'e göre, en az 3 saatlik çalışma süresinden sonra ölçülmüştür.
3) Standart pil ömrü, IEC 60118-0:1993/AM01:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 ve ANSI S3.22-2014 §5.1.3'e göre, en az 3 saatlik çalışma süresinden sonra ölçülmüştür.
4) Gerçek pil ömrü, IEC 60118-0:1993/AM01:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 ve ANSI S3.22-2014 §5.1.3'e göre, en az 3 saatlik çalışma süresinden sonra ölçülmüştür.
(Not: Kullanım zamanı, akü, anı, akü ve diğer cihazların kullanım zamanı ile, aküden sesler de dahildir.)

1) İşleme cihazı kazanç, kontrol ayarının tamamen aktif olduğu durumdan 40 dB sonra göre, 70 dB SPL'ye karşılık ölçülmüştür. Bu ölçüm, yalıtımlı, feedback etkisi olmadan, üretilmiştir.
60118-0:2015+A11:1994'e göre tam kazanç, yalıtımlı bir kazancı, yalıtımlı bir ortamda ölçülmüştür.
2) Pil ömrü, IEC 60118-0:1993/AM01:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 ve ANSI S3.22-2014 §5.1.3'e göre, en az 3 saatlik çalışma süresinden sonra ölçülmüştür.
3) Standart pil ömrü, IEC 60118-0:1993/AM01:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 ve ANSI S3.22-2014 §5.1.3'e göre, en az 3 saatlik çalışma süresinden sonra ölçülmüştür.
4) Gerçek pil ömrü, IEC 60118-0:1993/AM01:1994 §7.11, IEC 60118-0:2015 §7.7 ve ANSI S3.22-2014 §5.1.3'e göre, en az 3 saatlik çalışma süresinden sonra ölçülmüştür.
(Not: Kullanım zamanı, akü, anı, akü ve diğer cihazların kullanım zamanı ile, aküden sesler de dahildir.)

İŞBU BELGE, ASLINDAN FOTOKOPİ FAX METNİNDEN
TARAFINDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE ÇEVİRİLMİŞTİR
ERBAH DÜKE YEMİNLİ MÜTEREDDİ

Genel Merkez
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka

İSİM BELGİ ASLINDAN FOTOKOPİ FAX METNİNDEN
TARAFINDAN YERİNE DEĞİŞTİRİLMİŞTİR
SERPİL BÜKE YERİNDE KUTULU

60 85 100 105



Oticon Play PX miniRITE T offers a discreet design with LED-light to make handling easy. The style features telecoil and a double push-button, and is powered by a disposable zinc-air battery. It is a Made for iPhone® hearing aid and compatible with the new Android™ protocol for Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) - making it possible to stream directly from iPhone, iPad®, iPod touch® and selected Android devices.

MoreSound Intelligence™ creates a more precise and natural representation of individual sounds with clearer and more distinct contrasts providing access to all relevant sounds.

MoreSound Amplifier™ analyses details in sound, and optimally amplifies them for the brain to have access to relevant information.

Oticon Play PX is built on the innovative Polaris™ platform, which uses a Deep Neural Network to rapidly and optimally manage incoming sounds based on individual needs. New features can be added and updates performed wirelessly.

General features:

- Digital Programmable
- Automatic or Manual Volume Control
- Maximum Output Control System
- MPO-Maximum Power Output
- GC-Gain Control
- AGC-Automatic Gain Control
- Noise Reduction
- Feedback Management
- Dual Microphone
- FM Compatible (with Telecoil)
- 4 Programs

	Play PX 1	Play PX 2
Speech Understanding	MoreSound Intelligence™	Level 1
	- Environment configuration	5 Options
	- Virtual Outer Ear	3 Configurations
	- Spatial Balancer	100%
	- Neural Noise Suppression, Difficult / Easy	10 dB / 4 dB
	- Sound Enhancer	3 Configurations
	MoreSound Amplifier™	•
	Feedback Prevention	MoreSound Optimizer™ & Feedback shield
	Spatial Sound™	4 Estimators
	Soft Speech Booster	•
Sound Quality	Frequency lowering	Speech Rescue™
	Clear Dynamics	•
	Better-Ear Priority	•
	Fitting Bandwidth*	10 kHz
	Bass Boost (streaming)	•
Listening Comfort	Processing Channels	64
	Transient Noise Management	4 configurations
Optimising Fitting	Wind Noise Management	•
	Fitting Bands	24
	REM Autofit	Verifit®LINK, IMC 2**
	Paediatric Fitting Mode	•
	DSL Fitting Range***	•
Designed for children	Fitting Formulas	DSL v5.0, NAL-NL 1/ NAL-NL 2, VAC+
	LED	•
	Biological safe	•
	Nano coating	•
	Colour options	12
	Hands-free communication****	•
	Direct streaming*****	•
	Edumic	•
	Oticon ON app	•

* Bandwidth accessible for gain adjustments during fitting

** Inter Module Communication 2

*** Available in this Technical Data sheet and Oticon Play PX Product Guide

**** Available for Oticon Play PX from FW 1.1 with selected iPhone models

***** From iPhone®, iPad®, iPod touch®, and selected Android™ devices

Operating Conditions

Temperature: +1°C to +40°C (34°F to 104°F)
Humidity: 5% to 93% relative humidity, non-condensing
Atmospheric pressure: 700 hPa to 1060 hPa

Storage and transportation conditions

Temperature and humidity should not exceed the below limits for extended periods during transportation and storage.

Transportation

Temperature: -25°C to +60°C (-13°F to 140°F)
Humidity: 5% to 93% relative humidity, non-condensing
Atmospheric pressure: 700 hPa to 1060 hPa

Storage

Temperature: -25°C to +60°C (-13°F to 140°F)
Humidity: 5% to 93% relative humidity, non-condensing
Atmospheric pressure: 700 hPa to 1060 hPa

Apple, the Apple logo, iPhone, iPad, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



TwinLink
NFM + 2.4 GHz

Made for
iPhone | iPad | iPod

Works with
android

IP68

For information on compatibility, please visit www.oticon.global/compatibility

oticon
life-changing technology

1900 BELGE (İSLANDYA) FOTOKOPİ - FAX, İLETİMLER
TARAFINDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE GEVİRLMİSTİR
EMRAH BÜKE YEMİNLİ MÜTERCİM

minirite T85

minIRITE T 85




İSBU BELGE ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX, METİNDEN
TARAFINDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE GEVİRİLMİŞTİR
EMRAH BÜKE YEMİNLİ MÜTERCİM

1. Measured with the gain control of the hearing aid set to best aid, at position minus 20 dB and with an input SPL of 70 dB. This is to obtain a gain response equal to the full-on gain response from a LE 60118-019-B63-A1-1994 but without the influence of feedback.
2. Battery current is measured according to IEC 60118-019-B63-A1-1994 §7.11, IEC 60118-019-B63-A1-1994 §7.11, IEC 60118-019-B63-A1-1994 §7.2 and ANSI S3.22-2004 §6.13 after a settling time of minimum 3 minutes.
3. Based on the standardised battery consumption measurement (IEC 60118-019-B63-A1-1994). The actual battery life depends on battery quality, adaptation, active features and sound environment.
4. Usage category III is shown as an estimated interval based on microphone settings and variable amplification settings and input levels, incl. direct stereo streaming from a TV (25% of the time) and streaming from a mobile phone (one of the time).

- 1) Measured with the gain control of the hearing aids set to their full-on position minus 20 dB and with an input SPL of 70 dB. This is to obtain a gain response equal to the full-on gain response from e.g. EC 60218-8:2018/EN 15194 but without influence of feedback.
- 2) Battery current is measured according to EC 60118-0:1983/AMD 1:1997 § 7.11, EC 60118-0:2015 § 7 and ANSI S3.22-2014 § 6.13 at a setting time of minimum 3 minutes.
- 3) Based on the self-sensitized battery consumption measurement (EC 60218-0:1983/AMD 1:1994). The actual battery life depends on battery quality, use patterns, active features, use and environment.
- 4) Real-life battery life is shown as an estimated interval based on mixed-use cases with variable amplification settings and variable input levels, i.e. direct stereo streaming from a TV (25% of the time) and streaming from a mobile phone (5% of the time).

Oticon Play PX 1




miniRITE T 100

		Ear Simulator Measured according to IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995-AMD1:1998 C5V and IEC 60318-4:2010		ZCC Coupler Measured according to ANSI S3.22:2014, IEC 60118-0:2015 and IEC 60318-5:2006	
 Power flex should Bass & Power drive		 Full-on gain OSPL90		 Full-on gain OSPL90	
Technical information Omnidirectional mode is used unless otherwise stated. Warning to the hearing aid dispenser The maximum output capability of the hearing aid may exceed 132 dB SPL (IEC 711). Special care should be exercised in selecting and fitting the hearing aid, as there may be risk of impairing the remaining hearing of the hearing aid user.		Frequency response dB SPL Acoustic input: 60 dB SPL Magnetic input: 31.5 mV/m		Frequency response dB SPL Acoustic input: 60 dB SPL Magnetic input: 31.5 mV/m	
OSPL90 Peak 1600 Hz HFA-OSPL90 127 dB SPL Full-on gain¹ Peak 1600 Hz HFA-FOC 66 dB Reference test gain 60 dB Frequency range 53 dB 100-8500 Hz 100-7500 Hz		132 dB SPL 130 dB SPL 127 dB SPL 66 dB 60 dB 61 dB 53 dB 100-8500 Hz 100-7500 Hz		123 dB SPL 122 dB SPL 119 dB SPL 57 dB 53 dB 53 dB 42 dB 100-7500 Hz	
Telecoil output (1600 Hz) 1 mA/m field 10 mA/m field SPL/TS L/R 500 Hz 800 Hz 1600 Hz Omni Dir 17 dB SPL 25 dB SPL 2.2 mA 2.2 mA 80		< 9 % < 6 % < 3 %		101/101 dB SPL < 2 % < 2 % < 2 % 16 dB SPL 28 dB SPL 2.4 mA 2.2 mA 75	
Total harmonic distortion (Input 70 dB SPL) 500 Hz 800 Hz 1600 Hz Omni Dir 17 dB SPL 25 dB SPL 2.2 mA 2.2 mA 80		< 9 % < 6 % < 3 %		101/101 dB SPL < 2 % < 2 % < 2 % 16 dB SPL 28 dB SPL 2.4 mA 2.2 mA 75	
Equivalent input noise level Omni Dir 17 dB SPL 25 dB SPL 2.2 mA 2.2 mA 80		< 9 % < 6 % < 3 %		101/101 dB SPL < 2 % < 2 % < 2 % 16 dB SPL 28 dB SPL 2.4 mA 2.2 mA 75	
Battery consumption² Typical Quiescent 2.2 mA 2.2 mA 80		< 9 % < 6 % < 3 %		101/101 dB SPL < 2 % < 2 % < 2 % 16 dB SPL 28 dB SPL 2.4 mA 2.2 mA 75	
Battery life, artificial measurement, hours³ Quiescent 2.2 mA 2.2 mA 80		< 9 % < 6 % < 3 %		101/101 dB SPL < 2 % < 2 % < 2 % 16 dB SPL 28 dB SPL 2.4 mA 2.2 mA 75	
Expected battery life, hours (battery size 312 - IEC PR41)⁴ 50-60		< 9 % < 6 % < 3 %		101/101 dB SPL < 2 % < 2 % < 2 % 16 dB SPL 28 dB SPL 2.4 mA 2.2 mA 75	

İSBU BELGE ASLINDAN FOTOKOPİ FAX, MATHİNDE
TARAFINDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE CEVİRLİMDİR
EMRAH BÜKE YEMİMLİ NÖTERLİM

Oticon Play PX 2

miniRITE T 100


		Ear Simulator Measured according to IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995-AMD1:1998 C5V and IEC 60318-4:2010		ZCC Coupler Measured according to ANSI S3.22:2014, IEC 60118-0:2015 and IEC 60318-5:2006	
 Power flex should Bass & Power drive		 Full-on gain OSPL90		 Full-on gain OSPL90	
Technical information Omnidirectional mode is used unless otherwise stated. Warning to the hearing aid dispenser The maximum output capability of the hearing aid may exceed 132 dB SPL (IEC 711). Special care should be exercised in selecting and fitting the hearing aid, as there may be risk of impairing the remaining hearing of the hearing aid user.		Frequency response dB SPL Acoustic input: 60 dB SPL Magnetic input: 31.5 mV/m		Frequency response dB SPL Acoustic input: 60 dB SPL Magnetic input: 31.5 mV/m	
OSPL90 Peak 1600 Hz HFA-OSPL90 127 dB SPL Full-on gain¹ Peak 1600 Hz HFA-FOC 66 dB Reference test gain 60 dB Frequency range 53 dB 100-8500 Hz 100-7500 Hz		132 dB SPL 130 dB SPL 127 dB SPL 66 dB 60 dB 61 dB 53 dB 100-8500 Hz 100-7500 Hz		123 dB SPL 122 dB SPL 119 dB SPL 57 dB 53 dB 53 dB 42 dB 100-7500 Hz	
Telecoil output (1600 Hz) 1 mA/m field 10 mA/m field SPL/TS L/R 500 Hz 800 Hz 1600 Hz Omni Dir 16 dB SPL 25 dB SPL 2.2 mA 2.2 mA 80		< 9 % < 6 % < 3 %		101/101 dB SPL < 2 % < 2 % < 2 % 16 dB SPL 28 dB SPL 2.4 mA 2.2 mA 75	
Total harmonic distortion (Input 70 dB SPL) 500 Hz 800 Hz 1600 Hz Omni Dir 16 dB SPL 25 dB SPL 2.2 mA 2.2 mA 80		< 9 % < 6 % < 3 %		101/101 dB SPL < 2 % < 2 % < 2 % 16 dB SPL 28 dB SPL 2.4 mA 2.2 mA 75	
Equivalent input noise level Omni Dir 16 dB SPL 25 dB SPL 2.2 mA 2.2 mA 80		< 9 % < 6 % < 3 %		101/101 dB SPL < 2 % < 2 % < 2 % 16 dB SPL 28 dB SPL 2.4 mA 2.2 mA 75	
Battery consumption² Typical Quiescent 2.2 mA 2.2 mA 80		< 9 % < 6 % < 3 %		101/101 dB SPL < 2 % < 2 % < 2 % 16 dB SPL 28 dB SPL 2.4 mA 2.2 mA 75	
Battery life, artificial measurement, hours³ Quiescent 2.2 mA 2.2 mA 80		< 9 % < 6 % < 3 %		101/101 dB SPL < 2 % < 2 % < 2 % 16 dB SPL 28 dB SPL 2.4 mA 2.2 mA 75	
Expected battery life, hours (battery size 312 - IEC PR41)⁴ 50-60		< 9 % < 6 % < 3 %		101/101 dB SPL < 2 % < 2 % < 2 % 16 dB SPL 28 dB SPL 2.4 mA 2.2 mA 75	

- 1) Measured with the gain control of the hearing aid set to their full-on position minus 20 dB and with an input SPL of 70 dB. This is to obtain a gain response equal to the full-on gain response from the hearing aid.
- 2) Based on the standardised battery consumption measurement (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995-AMD1:1998 C5V and IEC 60318-4:2010).
- 3) Based on the standardised battery consumption measurement (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995-AMD1:1998 C5V and IEC 60318-4:2010).
- 4) Real usage battery life is shown as an estimated interval based on mixed use cases with variable amplification settings and variable input levels, incl. direct stereo streaming from a TV (25% of the time) and streaming from a mobile phone (6% of the time).

- 1) Measured with the gain control of the hearing aid set to their full-on position minus 20 dB and with an input SPL of 70 dB. This is to obtain a gain response equal to the full-on gain response from the hearing aid.
- 2) Based on the standardised battery consumption measurement (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995-AMD1:1998 C5V and IEC 60318-4:2010).
- 3) Based on the standardised battery consumption measurement (IEC 60118-0:1983/AMD1:1994, IEC 60118-0:2015, IEC 60118-1:1995-AMD1:1998 C5V and IEC 60318-4:2010).
- 4) Real usage battery life is shown as an estimated interval based on mixed use cases with variable amplification settings and variable input levels, incl. direct stereo streaming from a TV (25% of the time) and streaming from a mobile phone (6% of the time).

Oticon Play PX 1


miniRITE T 105



İSBU BELGE ASLINDAN - FOTOKOPİ - FAX, METİRKİDEN
TARAFINDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR
EMRAH BÜKE YEMİNLİ MÜTERCİM

Oticon Play PX 2

miniRITE T 105



İŞBU BELGE ASLINDAN FOTOKOPİ - FAX, METİNDEKİ
TARAFINDAN İNGİLİZCE'DEN TÜRKÇE'YE GEVRİLMİŞTİR
EMRAH BUKE YEMİNLİ MÜTERCİM

Headquarters
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark

247400TR-UK / 2022.01.11 / v1

BUKU BELAJAR ASLINYA, FOTOKOPY, FAX, METILINDEN
PENGEMBALAN BUKU BELAJAR TIDAK BOLEH CEKUT
EMBAH BUKU BELAJAR KUTERUS